



SISTEMA INTEGRADO PARA PACIENTES
CON UN ALTO GRADO DE DEPENDENCIA

Citadel®

Sistema de cuidado de pacientes Citadel

Sistema de cuidado de pacientes

El sistema de cuidado de pacientes Citadel¹, construido sobre una plataforma universal y diseñado para realizar la transición desde un sistema no integrado a uno integrado, proporciona un cuidado flexible del paciente para los hospitales que requieren estructuras de cama y colchones terapéuticos seguros y eficientes en las unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios y medicina quirúrgica.



Un sistema. Múltiples agudezas.

La estructura de cama es el centro del cuidado del paciente durante su estancia hospitalaria. Es una herramienta esencial que puede ayudar a fomentar la rehabilitación al mismo tiempo que ayuda a reducir las lesiones del paciente o el cuidador. Tanto la estructura de cama como el colchón deben funcionar en armonía en todo el hospital y para los diferentes grados de agudeza con el fin de proporcionar un soporte seguro, eficaz y rentable para los pacientes y los médicos que los utilizan.

Citadel ha sido diseñado y construido con este fin.



Soluciones de movilidad para la UCI

Las superficies de apoyo avanzadas y la versátil articulación de la estructura de cama ofrecen un entorno flexible para facilitar la rehabilitación en la cama y en posición sentada en el borde de la cama si el paciente puede sentarse.



UNIDADES DE
CUIDADOS INTERMEDIOS
Y MEDICINA QUIRÚRGICA



UNIDADES DE
CUIDADOS INTENSIVOS

Selección de superficies de soporte

Los colchones terapéuticos motorizados ofrecen cuidados adaptados a perfiles de pacientes de alto riesgo.

Sistema de tratamiento de pacientes C100

- Presión baja constante
- Ajustes de presión regulables dentro de cada una de las cuatro secciones
- Rotación y sujeción del paciente
- Funda de radiografías

Sistema de tratamiento de pacientes C200

Las ventajas del C100, con características adicionales para pacientes con movilidad nula o limitada:

- Terapia de pulsación y presión alterna
- Giro continuo de 20° para ayudar al cuidador a recolocar al paciente

Los colchones terapéuticos no motorizados ofrecen cuidados para pacientes de riesgo de medio a alto con una mayor movilidad.

AtmosAir® 9000

- Sistema de colchón de reposición
- Para la prevención o el tratamiento del deterioro de la integridad cutánea
- Self Adjusting Technology™
- Comodidad del paciente optimizada.

Skin IQ®

- La gama de productos Skin IQ son fundas de colchón motorizadas que utilizan la última tecnología NAT (Negative Airflow Technology) para evacuar de forma continua el exceso de humedad de la interfaz de la superficie/piel para gestionar el microclima.

Flexibilidad asequible



El sistema de cuidado de pacientes Citadel ha sido diseñado para ofrecer a los hospitales una solución de estructura de cama asequible que se adapte a las necesidades de movilidad y a la piel de cada paciente, independientemente de su ubicación en el hospital.



El sistema de cuidado de pacientes Citadel ofrece una estructura de cama con las características básicas que suelen encontrarse en las unidades de medicina quirúrgica, cuidados intermedios y cuidados intensivos

Con la confianza de que la estructura de cama puede ayudar a cubrir las necesidades del paciente, el médico es libre de elegir el mejor sistema de terapia de pacientes para su paciente.

Diseño de arquitectura abierta para adaptarse a cualquier colchón*

La arquitectura abierta de la estructura de cama Citadel permite utilizar colchones Arjo, además de los colchones de los que ya dispone el hospital.*

* Utilice siempre un colchón del tamaño y el tipo correctos. Los colchones incompatibles pueden ocasionar riesgos. Consulte las Instrucciones de Uso para obtener una guía de compatibilidad específica de colchones.

Características de seguridad incluidas. Siempre.

Arjo cree que se debe proporcionar a cada paciente y cuidador la ventaja que suponen las características de seguridad principales. Al incluirlas en todos los sistemas de cuidado de pacientes que utiliza el hospital, se garantiza que las características de seguridad estén siempre presentes allí donde el paciente las necesita.



La baja altura de la cama favorece la seguridad y la movilización

Los sistemas de terapia integrados no son comunes en los sistemas de estructura de cama que alcanzan una posición de baja altura. El sistema Citadel es la excepción que confirma la regla. Esto concede a los cuidadores y a los pacientes una importante ventaja al iniciar las actividades de movilización.



Luz nocturna



Sistema antiatrapamiento



SafeSet

Seguridad que solo puede proporcionar la integración

La integración establece una comunicación entre el sistema de estructura de cama y el sistema de terapia de pacientes, que proporciona:

- Un botón de RCP que activa el modo RCP simultáneamente en el colchón y la estructura
- Una compensación de presión automática en la sección del asiento cuando el cabecero de la cama está ajustado
- Una limitación del giro cuando el cabecero de la cama supera los 30 grados
- Una limitación del giro cuando una o varias barandillas laterales están bajadas

Además, el conjunto de sistema de terapia y estructura de cama ofrece un diseño de estructura y un colchón a medida para abordar los problemas de atrapamiento derivados de la utilización de una estructura y un colchón de dos proveedores distintos

Todos los sistemas de estructuras de Arjo ofrecen un conjunto común de ventajas de seguridad integradas en la estructura de cama:

- Notificación de movimiento del paciente mediante el sistema de detección de movimiento VariZone
- Iluminación del suelo a lo largo de los laterales de la cama mediante la luz nocturna situada debajo de la cama
- Posibilidad de evitar el atrapamiento de objetos y extremidades bajo la estructura de cama gracias al sistema antiatrapamiento. Además, Citadel se puede adquirir con el sistema de alertas visuales opcional SafeSet®.

Normalizando la eficacia

El sistema de cuidado de pacientes Citadel forma parte de la gama de camas de Arjo y se fundamenta en un diseño básico, integrado en una plataforma universal.

Independientemente de la estructura de cama seleccionada por el hospital, cuenta con la garantía de que todos los sistemas se basan en un diseño homogéneo, lo que le ayuda a proporcionar un cuidado de pacientes óptimo.



ENTERPRISE®
Estructura de cama



CITADEL
Estructura de cama



CITADEL PLUS
Estructura de cama bariátrica

Opcional: Ahora disponible con la tecnología intuitiva de conducción asistida

IndiGo es la quinta rueda motorizada con la que cualquier cuidador puede encargarse del transporte de una manera ligera, segura y simple, con solo pulsar un botón. IndiGo está siempre disponible y se ha incorporado directamente en la cama Citadel o Enterprise, de modo que solo cambia un aspecto del trabajo del cuidador: la cantidad de esfuerzo que necesita para mover la cama.

Más información sobre IndiGo: Arjo.es/indigo



Hasta un 60 % menos esfuerzo	Hasta un 70 % menos esfuerzo
	
al subir pendientes ²	al bajar pendientes ²

Mantenimiento más sencillo

El diseño básico común en toda la gama de estructuras de camas médicas hace que la formación de mantenimiento y la disponibilidad de componentes sean más sencillas que nunca.



Control de infecciones práctico

Los componentes fácilmente accesibles permiten una limpieza y desinfección sencillas.



Maniobrabilidad y seguridad

Todas las estructuras de cama Arjo se han diseñado para ser ligeras y fáciles de manejar. También se suministran con características de seguridad y paneles de control estándar que eliminan la formulación de conjeturas en el cuidado seguro de pacientes.

Todo para hacerle la vida más fácil

Puede seleccionar los productos por el valor que ofrecen. Sin embargo, la verdadera ventaja de dicho valor solo puede identificarse cuando se mira más allá de los productos... También depende de la empresa y de su capacidad de satisfacer sus necesidades y las del hospital. Arjo ofrece lo siguiente para hacerle la vida más fácil:

Modelos de negocio flexibles

Ofrecemos compra y alquiler, así como alquiler con opción de compra (leasing). Y para facilitarle aún más las cosas, le ofrecemos los mismos productos independientemente del modelo de negocio que elija.

Respaldo clínico

Respaldo clínico para garantizar que se seleccionan los productos adecuados para los pacientes.

Conocimientos sobre el cuidado de pacientes

Elegir un socio con un largo historial de éxitos en el sector del cuidado de pacientes es una buena decisión.

Plataforma de cama médica universal de Arjo, diseñada para ofrecer durabilidad, flexibilidad y rentabilidad.

Creemos que una buena cama de hospital debería:



Enfoque clínico

Proporcionar ventajas clínicas a los pacientes
Ofrecer un uso intuitivo y sencillo



Enfoque en el control de infecciones

Ser fácilmente accesible y sencilla de limpiar



Enfoque de seguridad

Proporcionar un entorno seguro para el paciente
Reducir el riesgo de lesiones para el personal



Enfoque de mantenimiento

Ofrecer un servicio y mantenimiento sencillos
Ser fuerte, duradera y resistente



Vídeo de demostración de Citadel

¹El sistema de cuidado de pacientes Citadel es la combinación de la estructura de cama Citadel y el sistema de tratamiento de pacientes Citadel.

Febrero 2018 En los equipos y productos suministrados por ArjoHuntleigh, solo deberán usarse piezas diseñadas por ArjoHuntleigh destinadas específicamente a ese fin. Debido a nuestra filosofía de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso. ® y ™ son marcas registradas pertenecientes al grupo de empresas Arjo. © Arjo, 2018

En Arjo, nos comprometemos a mejorar la vida diaria de las personas con movilidad reducida y problemas de salud relacionados con la edad. Con nuestros productos y soluciones que garantizan una movilización ergonómica de los pacientes, higiene personal, desinfección y diagnósticos, así como la eficaz prevención de las úlceras por presión y tromboembolismos venosos, ayudamos a los profesionales que se desarrollan en entornos asistenciales a subir continuamente el nivel de unos cuidados seguros y dignos. Todo lo que hacemos, lo hacemos... with people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsengatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
ARJO IBERIA SL · Calle Cabanyes, 1-7, Pol. Ind. Can Salvatella · 08210 Barberá del Vallés (Barcelona) · España · +34 900 921 850

www.arjo.es